



Ableitende Kontinenzversorgung für Männer

InView™ Kondom-Urinale, Urin-Beinbeutel und Zubehör

Kondom-Urinale

InView™

Selbsthaftende Kondom-Urinale aus Silikon



Die InView™ Messschablone von Hollister zur Bestimmung Ihrer Kondom-Urinal-Größe

	Größe	Schaftlänge	Bestell-Nr.	Farb-codierung	PZN (D)	Tarif-Nr. (AT)	PHC (CH)	Packungs-inhalt
InView Standard™*	25 mm	81 mm	97225	●	2185179	50750018	2465565	30
	29 mm	81 mm	97229	●	2185185	50750018	2465571	30
	32 mm	81 mm	97232	●	2185222	50750018	2465588	30
	36 mm	81 mm	97236	●	2185191	50750018	2465594	30
	41 mm	81 mm	97241	●	2185239	50750018	2465602	30
D: HMV: 15.25.04.7010 CH: MiGeL: 15.16.02.00.1								
InView Extra™*	25 mm	81 mm	97325	●	2185245	50750016	2465619	30
	29 mm	81 mm	97329	●	2185251	50750016	2465625	30
	32 mm	81 mm	97332	●	2185305	50750016	2465631	30
	36 mm	81 mm	97336	●	2185311	50750016	2465648	30
	41 mm	81 mm	97341	●	2185328	50750016	2465654	30
D: HMV: 15.25.04.7009 CH: MiGeL: 15.16.02.00.1								
InView Special™*	25 mm	42 mm	97125	●	2185110	50750017	2465507	30
	29 mm	42 mm	97129	●	2185127	50750017	2465513	30
	32 mm	42 mm	97132	●	2185133	50750017	2465536	30
	36 mm	42 mm	97136	●	2185156	50750017	2465542	30
	41 mm	42 mm	97141	●	2185162	50750017	2465559	30
D: HMV: 15.25.04.7011 CH: MiGeL: 15.16.02.00.1								

* Tragezeit: Der individuelle Bedarf wird durch den verordnenden Arzt festgestellt. Empfehlungen zum monatlichen Verbrauch finden Sie in der BVMed-Informationskarte „Versorgungs- und Erstattungsfähigkeit von ableitenden Inkontinenzhilfen“, Stand: 6.11.2017

Haupteigenschaften

Drei unterschiedliche Ausführungen

- InView™ Standard – einfach in der Anwendung, sicher und komfortabel
- InView™ Extra – die extra-breite Klebefläche sorgt für besondere Haftfähigkeit und einen sicheren Sitz. Besonders geeignet für aktive Männer
- InView™ Special – sein kurzer Kondomkörper und die bereits an der Kondom-Urinal-Spitze beginnende Klebefläche ermöglichen einen guten Sitz für Anwender mit verkürztem oder retrahiertem Penis. Für ganz spezielle Anforderungen an ein Kondom-Urinal

Latexfreies Silikon-Material

- Flexibles und atmungsaktives Material für angenehmen Tragekomfort
- Für Pflegekräfte und Anwender mit bekannter Latexüberempfindlichkeit

Hautfreundliche, selbsthaftende Klebefläche

- Für den sicheren Halt auf der Haut
- Einfach in der Anwendung

Transparentes Material

- Bietet eine diskrete Lösung für den Anwender
- Erlaubt die regelmäßige Betrachtung der Haut ohne Entfernung des Kondom-Urinals

Bei Interesse an silikonfreien Kondom-Urinalen aufgrund möglicher Unverträglichkeiten bei Anwendern, kontaktieren Sie uns gerne.

Urin-Beinbeutel Rapid und Zubehör

Für Männer mit Inkontinenz und schwallartigem Harnabgang bietet der Beinbeutel Rapid eine diskrete Versorgung.

Produkteigenschaften

- Das Rapid-Druckausgleichssystem ermöglicht den ungehinderten Abfluss des Urins und verhindert eine Vakuumbildung, da die überflüssige Luft über das Druckausgleichsventil entweichen kann
- Der Ableitungsschlauch mit Anti-Vakuüm-Ventil sorgt für den nötigen Druckausgleich und schützt vor Luft im Beutel
- Die sterile Einlaufpassage mit integrierter Rücklaufperre verhindert das Zurücklaufen des Urins und hilft so, Harnwegsinfektionen vorzubeugen
- Der anwenderfreundliche Kipphebel-Verschluss gewährleistet eine einfache Entleerung und ermöglicht den Anschluss an die Nachtversorgung



Beinbeutel Rapid



Ableitungsschlauch Rapid

Artikelbezeichnung	Beutelvol. max.	Bestell-Nr.	PZN (D)	Tarif-Nr. (AT)	PHC (CH)	Packungsinhalt
Beinbeutel 9805/9814, steril*	540 ml	9814	00241034	-----**	1469615	10
	900 ml	9805	00241525	-----**	-----***	10
Beinbeutel Rapid* Druckausgleichssystem	Medium/540 ml	9815	03301245	50740028	-----***	5
	Standard/900 ml	9819	03301251	50740029	1469621	5

Artikelbezeichnung	Länge	Bestell-Nr.	PZN (D)	Tarif-Nr. (AT)	PHC (CH)	Packungsinhalt
Beingürtel 9342/9343* latexfrei, passend zu 9805, 9814, 9815, 9819	38 cm	9342	00274677	50774021	2340622	3 Paar
	58 cm	9343	00274714	50774021	3679742	3 Paar
Ableitungsschlauch Rapid* mit Konus und Anti-Vakuüm-Ventil latexfrei, passend zu 9815, 9819	46 cm (mit Konus)	9810	09005252	50776027	4009015	5 Stück

*Tragezeit: Der individuelle Bedarf wird durch den verordnenden Arzt festgestellt. Empfehlungen zum monatlichen Verbrauch finden Sie in der BVMed-Informationskarte „Versorgungs- und Erstattungsfähigkeit von ableitenden Inkontinenzhilfen“, Stand: 6.11.2017

**nicht erhältlich in Österreich

***nicht erhältlich in der Schweiz

Urinauffangbeutel (Nacht- und Sekretbeutel)

- 120 cm langer Ableitungsschlauch für Bewegungsfreiheit
- Ca. 2.000 ml Beutelvolumen
- Die Rücklaufsperr verhindert das Zurückfließen des Urins und hilft, Harnwegsinfektionen zu vermeiden
- Ausführung mit Ablasshahn (Nachtbeutel) und ohne Auslass (Sekretbeutel)
- Anwenderfreundlicher Ablasshahn und integrierte Urinentnahmestelle beim Nachtbeutel



	Artikelbezeichnung	Schlauchl./ Beutelvol. ca.	Bestell-Nr.	PZN (D)	Tarif-Nr. (AT)	PHC (CH)	Packungsinhalt
Nachtbeutel, steril* mit Ablasshahn	 D: HMV: 15.25.06.3015 CH: MiGeL: 15.15.04.00.1	120 cm/2.000 ml	9650	04010254	50743013	2093307	10 Stück
Sekretbeutel, unsteril* ohne Auslass	 D: HMV: 15.25.06.0017 CH: MiGeL: 15.15.01.00.1	120 cm/2.000 ml	9651	04010260	-----	2577258	10 Stück

*Tragezeit: Der individuelle Bedarf wird durch den verordnenden Arzt festgestellt. Empfehlungen zum monatlichen Verbrauch finden Sie in der BVMed-Informationskarte „Versorgungs- und Erstattungsfähigkeit von ableitenden Inkontinenzhilfen“, Stand: 6.11.2017

Urin-Beinbeutel steril/ unsteril

Die sterilen und die unsterilen Beinbeutel von Hollister bieten hohe Flexibilität, um die Bedürfnisse der Anwender zu erfüllen. Beide Systeme gewährleisten hohe Diskretion und angenehmen Tragekomfort.

Produkteigenschaften

- Erhältlich mit ca. 500 ml und ca. 800 ml Beutelvolumen
- Schlauchlänge:
 - unsteriler Beinbeutel: 50 cm (individuell kürzbar)
 - steriler Beinbeutel: 10 cm und 50 cm (individuell kürzbar)
- Vliesbeschichtung auf der Beutelnrückseite sorgt für angenehmen Tragekomfort
- Die Rücklaufsperr verhindert das Zurückfließen von Urin und hilft, Harnwegsinfektionen zu vermeiden
- Einfach zu bedienender Ablasshahn mit Kipphebelverschluss und Verbindungsmöglichkeit für den Nachtbeutel



Der Konus des Adapters schafft eine einfache Konnektion und sorgt für Sicherheit.



Der Ablasshahn erleichtert das Entleeren und schützt vor ungewolltem Öffnen während des Tragens.



	Artikelbezeichnung	Schlauchl./ Beutelvol. ca.	Bestell-Nr.	PZN (D)	Tarif-Nr. (AT)	PHC (CH)	Packungsinhalt
Beinbeutel, unsteril 		50 cm/500 ml	9652	00659992	50741065	3403879	10 Stück
	D: HMV: 15.25.05.1090 CH: MiGeL: 15.14.06.00.1	50 cm/800 ml	9653	00660009	50741065	3403885	10 Stück
Beinbeutel, steril 		10 cm/500 ml	9621	00274789	50740016	2303696	10 Stück
		10 cm/800 ml	9631	00274855	50740016	2303704	10 Stück
		50 cm/500 ml	9624	00274826	50740016	2093253	10 Stück
	D: HMV: 15.25.05.3037 CH: MiGeL: 15.14.04.00.1	50 cm/800 ml	9632	00274884	50740016	2093299	10 Stück

Hollister Incorporated

Niederlassung Deutschland
Riesstraße 25
80992 München
www.hollister.de

Sie erreichen uns

Mo.-Do.: 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Fr.: 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Kontakt für Anwender und Angehörige

Telefon: 0800 / 101 50 23 – gebührenfrei
E-Mail: beratungsteam@hollister.com

Kontakt für Kliniken und Fachhandel

Anfragen & Bestellungen: kundenservice@hollister.com
Musterversand: muster.deutschland@hollister.com
Telefon: +49 89/ 99 288 61 22

Österreich**Hollister GmbH**

Bergmillergasse 5/1/1
A-1140 Wien

Bestellung und Beratung:

Telefon: +43 1 877 08 00
Telefax: +43 1 877 08 00-22
Mo. – Do.: 8.00 – 16.00 Uhr
Fr.: 8.00 – 14.00 Uhr

E-Mail: hollister.oesterreich@hollister.com

www.hollister.at

Hollister Schweiz

Liberty Medical Switzerland AG

Telefon: 0800 55 38 39 (gebührenfrei)

E-Mail: info@hollister.ch

www.hollister.ch

Lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanleitung mit Informationen zu Verwendungszweck, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und Anleitungen.