

Infyna Chic™

Einmalkatheter

	Größe	Länge	Spitze	Farbe des Konnektors	Bestell-Nr.	PZN (D)	Tarif- Nr. (AT)	Pharmacode (CH)	Packungs-inhalt
Infyna Chic™ Einmalkatheter	8 Ch	13 cm	Nelaton		7008	15327853	50721069	7664571	30
	10 Ch	13 cm	Nelaton		7010	15327876	50721069	7664588	30
D. HMV:	15.25.14.7100	12 Ch	Nelaton		7012	15327882	50721069	7664594	30
CH: MiGel:	15.10.05.00.1	14 Ch	Nelaton		7014	15327899	50721069	7664602	30
eCI@ss:	34-25-01-08								



Benötigen Sie weitere Informationen oder möchten Sie ein Testprodukt anfordern? Dann besuchen Sie uns auf www.hollister.de oder rufen Sie uns an unter 0800 101 50 23.

Lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanleitung mit Informationen zu Verwendungszweck, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und Anleitungen.

Hollister Incorporated

Niederlassung Deutschland
Riesstraße 25
80992 München

Beratung:

Mo. – Do.: 8:00 – 17:00 Uhr
Fr.: 8:00 – 16:00 Uhr
Telefon: +49 800 101 50 23

Bestellung:

Telefon: +49 89 992 886 122
E-Mail: beratungsteam@hollister.com

www.hollister.de

Hollister Incorporated

Niederlassung Deutschland
Riesstraße 25
80992 München

Kontakt für Fachhandel und Kliniken:

Mo. – Do.: 8:00 – 17:00 Uhr
Fr.: 8:00 – 16:00 Uhr
Telefon: +49 89 992 886 122
E-Mail: kundenservice@hollister.com

Österreich

Hollister GmbH
Bergmillergasse 5/1/1
A-1140 Wien

Bestellung und Beratung:

Telefon: +43 187 708 00
Telefax: +43 187 708 00-22
Mo. – Do.: 8:00 – 16:00 Uhr
Fr.: 8:00 – 14:00 Uhr
E-Mail: hollister.oesterreich@hollister.com

www.hollister.at

Schweiz

Hollister
Bernstrasse 388
CH-8953 Dietikon

Beratung:

Telefon: +41 800 553 839 (gebührenfrei)

Bestellung:

Telefon: +41 44 730 4505
Telefax: +41 44 730 5444
Mo. - Fr.: 8:00 – 12:00 Uhr,
13:00 – 17:00 Uhr

E-Mail: info@hollister.ch

www.hollister.ch



Discretion by Design

Ein Katheter, dessen Design wirklich begeistert.



Infyna Chic™
Einmalkatheter


Discretion by Design

Eine einzigartige Kombination aus Farbe, Design und Diskretion, die sich in den Alltag einer Frau einfügt.


Der Infyna Chic™ Einmalkatheter wurde mit Hilfe von Fachexperten entwickelt, um ein hohes Maß an Diskretion für Frauen, die Einmalkatheter verwenden, zu gewährleisten. Der Einmalkatheter hat nicht nur ein ansprechendes Design, sondern ist auch einfach in der Handhabung. Infyna Chic™ Einmalkatheter kann einer Frau helfen, sich besser damit zu fühlen, einen Katheter zu verwenden.



Kann mit einer Hand geöffnet werden



Leicht zu greifen und aus der Verpackung zu entnehmen



Nach dem Wiederverschließen dicht



Speziell für die Frau entwickelt

Eigenschaften, die Ihre Katheter-Erfahrung ändern können.



- Der Klappverschluss kann mit einer Hand geöffnet und geschlossen werden
- Der hydrophile Einmalkatheter ist sofort gebrauchsfertig
- Die genau richtige Steifigkeit des Einmalkatheters ermöglicht eine einfache, berührungsfreie Anwendung
- Die Länge des Einmalkatheters stärkt das Sicherheitsgefühl, dass die Blase vollständig entleert wird
- Ein Auffangbeutel kann leicht angeschlossen werden, ohne dass der Einmalkatheter aus der Verpackung genommen werden muss

Modern, feminin, diskret

Ansprechende Verpackung und Konnektoren in Pastelltönen – Details machen den Unterschied.

