

Stetiger Verbesserung verpflichtet

Wir sind bestrebt unsere Produkte zu verbessern, um den Alltag unserer AnwenderInnen zu erleichtern. Wir setzen uns für Verbesserungen ein, weil wir wissen, dass selbst kleine Veränderungen einen großen Unterschied machen können.

Infyna™ Sofort gebrauchsfertiger intermittierender Einmalkatheter, hydrophil beschichtet mit Nelaton Spitze
Einmalkatheter Packungsinhalt 30Stck.



Ch Größe	40cm	Bestell-Nr.	PZN	17cm	Bestell-Nr.	PZN
8 Ch		88084	13750872		88081	13750932
10 Ch		88104	13750889		88101	13750949
12 Ch		88124	13750895		88121	13750955
14 Ch		88144	13750903		88141	13750984
16 Ch		88164	13750926			

HMV: 15.25.14.7088 | eCl@ss 11.0.: 34-25-01-08 HMV: 15.25.14.7087 | eCl@ss 11.0.: 34-25-01-08

Lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanleitung mit Informationen zu Verwendungszweck, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und Anleitungen. Die dargestellten Erfahrungsberichte, Aussagen und Meinungen gelten für die abgebildeten Personen. Diese Aussagen sind repräsentativ für ihre Erfahrungen, aber die genauen Ergebnisse und Erfahrungen sind einzigartig und individuell für jede Person.

Bestellen Sie Ihre kostenlosen Testprodukte!

Hollister Beratungsteam:

Telefon: 0800 1015023
 Mo.–Do.: 8.00–17.00 Uhr, Fr.: 8.00–16.00 Uhr
 E-Mail: beratungsteam@hollister.com

Deutschland

Hollister Incorporated
 Niederlassung Deutschland
 Riesstraße 25
 D-80992 München
www.hollister.de

Kontakt für Kliniken und Fachhandel

Anfragen & Bestellungen:
kundenservice@hollister.com
 Musterversand:
muster.deutschland@hollister.com
 Telefon: +49 89/ 99 288 61 22



Inspirierende Verbesserungen für eine einfachere Anwendung


Der verbesserte Infyna™ Einmalkatheter bietet ein noch komfortableres Alltagserlebnis. Er ist sofort einsatzbereit und hilft AnwenderInnen sich selbstsicher und wohl zu fühlen, was auch immer der Tag bereit hält.



Infyna™
 Einmalkatheter

Kleine Verbesserungen bewirken zusammen einen großen Unterschied

Wir möchten Ihnen den neuen, verbesserten Infyna™ Einmalkatheter vorstellen. In der Kombination mit den Eigenschaften, die unsere AnwenderInnen bereits am Infyna™ Einmalkatheter schätzen, bewirken die kleinen Anpassungen einen großen Unterschied beim Selbstkatheterismus.



Was unsere AnwenderInnen bereits am Infyna™ Einmalkatheter schätzen

Infyna™ Einmalkatheter bieten eine unkomplizierte und einfache Anwendung. Der Katheter ist direkt gebrauchsfertig und hilft AnwenderInnen sich jeden Tag selbstsicher und wohl zu fühlen.

- Einfaches, berührungsfreies Einführen
- Sofort aus der Verpackung gebrauchsfertig
- Hydrophil beschichtet
- Kontrolle des Urinflusses durch flexiblen Konnektor
- Integrierte ergonomische Führungshilfe am 40cm Katheter
- Tropfarm und verursacht keine Flecken*

*Die hydrophile Beschichtung hinterlässt bei Kontakt keine Flecken auf gewöhnlichen Stoffen (z. B. Jeansstoff, Leinen, Polyester und Baumwolle)

„Ich fühle mich so gut,
wenn ich die Produkte
von Hollister verwende.“

Anwenderin, die seit 13 Jahren katheterisiert

Was wurde verbessert?



Einfacheres Öffnen:
Zwei Fingerlöcher ermöglichen ein einfaches
Auseinanderziehen der Verpackung



Eine „helfende Hand“:
Neuer Klebepunkt zur Unterstützung
bei der Vorbereitung



Erhöhte Gleitfähigkeit:
Noch gleitfähigere hydrophile Beschichtung,
für einfacheres Einführen und Entfernen



Mehr Durchblick:
Transparenter Katheterkörper für ein
besseres optisches Erscheinungsbild



94%

der medizinischen Fachkräfte stimmten zu,
dass die Verpackung leichter zu öffnen ist
als das bisherige Design.

Hollister Daten, BA08331R, 2022.

Ein gutes Gefühl mit den Produkten

Bei den Verbesserungen an unseren Produkten berücksichtigen wir nicht nur die Bedürfnisse der AnwenderInnen, sondern denken auch an unsere Umwelt. Die Verpackung des Infyna™ Einmalkatheters ist bis zu 38 %* leichter, wodurch die Abfallmenge reduziert werden kann. Zudem ist der neue, umweltfreundlichere Katheter frei von PVC, DEHP und Phthalaten.

*Die Folienverpackung für den 40-cm-Katheter und den 17-cm-Katheter ist um 37 % bzw. 38 % leichter als das bisherige Verpackungsdesign.

