



Hollister AnchorFast™ Fixationssysteme

Dedicated to excellence – Fixiert auf die beste Lösung


Fixationssysteme von Hollister

Die AnchorFast™ Fixierung für orale Endotrachealtuben ist eine einfach anzuwendende Alternative zu den herkömmlichen Methoden der Fixierung von oralen Endotrachealtuben.

Wir verfolgen mit unseren AnchorFast™ Produkten das Ziel, nicht nur die Sicherheit und Pflege Ihrer PatientInnen zu unterstützen, sondern auch Ihren Arbeitsalltag zu optimieren.

Die AnchorFast™ Fixierung für orale Endotrachealtuben

- Das nicht absorbierende Oberlippenpolster wurde entwickelt, um einen Kontakt der Schiene mit dem Gesicht zu vermeiden.
- Die AnchorFast™ Fixierung für orale Endotrachealtuben entlastet Unterlippe, Mundwinkel und Zunge von Druck.
- Die Hautschutzplatte aus Hydrokolloid-Material unterstützt bei der Erhaltung gesunder Haut.
- Das gepolsterte und verstellbare Nackenband bietet zusätzliche Sicherheit und Komfort für die sekundäre Fixierung.
- Durch kleine Noppen und ein Zungenband mit Klebeschicht und der Ein-Klick-Sicherheitsklemme wird der orale Endotrachealtubus sicher am System fixiert.
- Der gleitende Schlitten ermöglicht eine einfache laterale Umpositionierung des Endotrachealtubus und gewährleistet somit einen einfachen Zugang beim oralen Absaugen oder für die tägliche Mundpflege.



Begegnen Sie den Risiken bei intubierten PatientInnen mit Zuversicht und wählen Sie die richtige Kombination aus Produktmerkmalen für die Bedürfnisse Ihrer/Ihres PatientInnen mit AnchorFast™ Fixierungen für orale Endotrachealtuben.



Vertikale Drainage-Fixationsklammer

- Fixierung von Drainagen, Schläuchen und Kathetern (5–40 Ch) vertikal zur Hautoberfläche
- individuelle Größeneinstellung
- steril



Horizontale Drainage-Fixationsklammer

- Fixierung von Drainagen, Schläuchen und Kathetern (5–40 Ch) parallel zur Hautoberfläche
- individuelle Größeneinstellung
- steril



Drainage-Fixationsklammer

- Fixierung von verschiedenen Drainagen und Schläuchen (10–24 Ch) vertikal zur Hautoberfläche
- individuelle Größeneinstellung
- steril



Nasensonden-Fixationsklammer

- sichere Fixierung von Nasensonden (12–18 Ch)
- individuelle Größeneinstellung
- Schmetterlingsform passt sich den Gesichtskonturen an










Ernährungs sonden-Fixationsklammer

- sichere Fixierung von Ernährungs sonden (5–18 Ch)
- individuelle Größeneinstellung
- Schmetterlingsform passt sich den Gesichtskonturen an

Critical Care

AnchorFast™ Fixationssysteme im Überblick

		Bestell-Nr.	PZN (DE)	Packungs-inhalt	Pckg. je Orig.-Versandkarton
AnchorFast™ Fixierung für orale Endotrachealtuben		9799	09683940	12	1 Stück
AnchorFast™ Ersatznackenband		9788	09683934	4	24 Stück
Drainage-Fixationsklammer steril		9780	03543422	10	24 Stück
Horizontale Drainage-Fixationsklammer steril, individuelle Größeneinstellung 5 – 40 Ch		9781	04501495	5	24 Stück
Vertikale Drainage-Fixationsklammer steril, individuelle Größeneinstellung 5 – 40 Ch		9782	07141117	4	24 Stück
Nasensonden-Fixationsklammer 12 – 18 Ch		9785	09683986	20	24 Stück
Ernährungs sonden-Fixationsklammer 5 – 18 Ch		9786	09683963	20	24 Stück

Hollister Incorporated
Niederlassung Deutschland
Riesstraße 25
80992 München
www.hollister.de

Sie erreichen uns

Mo.-Do.: 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Fr.: 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Kontakt für Anwender und Angehörige

Telefon: 0800 / 101 50 23 – gebührenfrei
E-Mail: beratungsteam@hollister.com

Kontakt für Fachhandel und Kliniken

Anfragen & Bestellungen: kundenservice@hollister.com
Musterversand: muster.deutschland@hollister.com
Telefon: +49 89/ 99 288 61 22

Hollister Schweiz

Liberty Medical Switzerland AG

Telefon: 0800 55 38 39 (gebührenfrei)

E-Mail: info@hollister.ch

www.hollister.ch

Lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanleitung mit Informationen zu Verwendungszweck, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und Anleitungen.

Hollister, das Hollister Logo sowie AnchorFast sind Warenzeichen von Hollister Incorporated ©2021 Hollister Incorporated. L19350/12.21

Medizinprodukte, die innerhalb der EU vertrieben werden, sind

entweder mit  oder  gekennzeichnet.

