

Hollister Incorporated

Niederlassung Deutschland
Riesstraße 25
80992 München
www.hollister.de

Sie erreichen uns

Mo.-Do.: 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Fr.: 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Kontakt für Anwender und Angehörige

Telefon: 0800 / 101 50 23 – gebührenfrei
E-Mail: beratungsteam@hollister.com

Kontakt für Kliniken und Fachhandel

Anfragen & Bestellungen:
kundenservice@hollister.com
Musterversand:
muster.deutschland@hollister.com
Telefon: +49 89/ 99 288 61 22

Österreich

Hollister GmbH
Bergmillergasse 5/1/1
A-1140 Wien

Bestellung und Beratung:

Telefon: +43 1 877 08 00
Telefax: +43 1 877 08 00-22
Mo. – Do.: 8.00 – 16.00 Uhr
Fr.: 8.00 – 14.00 Uhr

E-Mail: hollister.oesterreich@hollister.com

www.hollister.at

Hollister Schweiz

Liberty Medical Switzerland AG

Telefon: 0800 55 38 39 (gebührenfrei)

info@hollister.ch

www.hollister.ch



Fäkalkollektoren und Urinableiter

Praktisch. Einsatzbereit. Zugänglich.



Besuchen Sie uns auch auf Facebook unter
www.facebook.com/HollisterDeutschland und werden Sie Fan!

Lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanleitung mit Informationen zu Verwendungszweck, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und Anleitungen.

Fäkalkollektor

Der **Hollister Fäkalkollektor** dient der Aufnahme von flüssigem bis breiigem Stuhl bei immobilen PatientInnen und hilft die Haut im Analbereich vor Reizungen und Mazeration durch austretende Fäkalien zu schützen. Der geruchsdichte Beutel und die integrierte Hautschutzplatte bieten umfangreiche Versorgung bei episodischer Stuhlinkontinenz. Die Hollister Fäkalkollektoren können für eine dauerhafte Drainage einfach an einen Auffang-, Nacht-, oder Sekretbeutel angeschlossen werden.





Fäkalkollektoren mit SoftFlex™ Hautschutzplatte überzeugen durch:

- zuschneidbare SoftFlex™-Hautschutzplatte – flexibel, erosionsresistent, sanft und hautschonend
- transparente und geruchsdichte Beutelfolie
- einfacher Ablass, zum Wiederverschließen geeignet

Fäkalkollektoren mit Flextend™ Hautschutzplatte überzeugen durch:

- zuschneidbare Flextend™ Hautschutzplatte mit abgeschrägten Kanten – flexibel, erosionsresistent, formstabil, mit stärkerer Haftung
- Beutelfolie mit Geruchsbarriere
- einfachen Ablass, zum Wiederverschließen geeignet

			Beutelvol. ca.	Bestell- Nr.	PZN	Packungs- inhalt
Fäkalkollektor mit zuschneidbarer SoftFlex™ Haut- schutzplatte 	D: HMV:	⁽¹⁾ 15.25.10.0001	500 ml	9822 ⁽¹⁾	03277245	10
	D: HMV: eCI@ss:	⁽²⁾ 15.25.10.0002 34-38-07-03	1.000 ml	9821 ⁽²⁾	03154011	10
Fäkalkollektor* mit zuschneidbarer Flextend™ Haut- schutzplatte 	D: HMV:	15.25.10.0004	500 ml	9823	08557966	10
	D: HMV: eCI@ss:	34-38-07-03	1.000 ml	9880	08560916	10

*Nicht erhältlich in Österreich.

Urinableiter

Der einteilige **Hollister Urinableiter** bietet eine einfache und zuverlässige Möglichkeit des Sammelns und der Ableitung von Urin zur Versorgung einer Urininkontinenz bei immobilen AnwenderInnen. Der Urinableiter besteht aus einer geruchsdurchlässigen Folie und verfügt über eine (SoftFlex™) Hautschutzplatte, die entwickelt wurde, um die Haut zu schützen und das Produkt fixiert. Zur dauerhaften Urinableitung kann das Produkt mit einem Auffangbeutel verbunden werden. Die Urinableiter sind nicht aus Naturkautschuklatex hergestellt.





Urinableiter
für Frauen



Urinableiter
für Männer

Beide Produkte überzeugen durch:

- zuschneidbare SoftFlex™ Hautschutzplatte, individuelle Passform für besseren Hautschutz und Produktfixierung
- geruchsdurchlässige Folie zur Geruchskontrolle

				Bestell- Nr.	PZN	Packungs- inhalt
Urinableiter für Frauen* mit zuschneidbarer SoftFlex™ Hautschutzplatte 	D: HMV:	15.25.04.1000		9840	03277251	10
	eCI@ss:	34-38-04-07				
Urinableiter für Männer* mit zuschneidbarer SoftFlex™ Hautschutzplatte 	D: HMV:	15.25.04.2000		9811	03483861	10
	eCI@ss:	34-38-04-07				

Universeller Anschluss für Beutelsysteme

				Schlauchlänge/ Beutelvol. ca.	Bestell- Nr.	PZN	Packungs- inhalt
Nachtbeutel, steril* mit Ablasshahn 	D: HMV:	15.25.06.3015	120 cm/2.000 ml	9650	04010254	10	
	eCI@ss:	34-38-04-02					
Sekretbeutel, unsteril* ohne Auslass 	D: HMV:	15.25.06.0017	120 cm/2.000 ml	9651	04010260	10	
	eCI@ss:	34-38-04-03					

* Der individuelle Bedarf wird durch den verordnenden Arzt festgestellt. Empfehlungen zum monatlichen Verbrauch finden Sie in der BVMed-Informationskarte „Versorgungs- und Erstattungsfähigkeit von ableitenden Inkontinenzhilfen“, Stand: 6.11.2017