

Pflaster-Entferntuch



Art. Nr. 7760
Inhalt/Packung: 50 Stück
HMV: 29.26.10.4029
PZN: 11314291

- einfach in der Anwendung
- hautfreundlich
- alkoholfrei
- brennt nicht
- als Tuch und Spray erhältlich

Pflaster-Entfernerspray



Art. Nr. 7731
Inhalt/Dose: 76g
HMV: 29.26.10.4001
PZN: 07626636

Hollister Stomaversorgung. **Auf die Details kommt es an.**

Hollister Incorporated
Niederlassung Deutschland
Riesstraße 25
D-80992 München

Beratungsteam
Mo.–Do.: 8.00–17.00 Uhr, Fr.: 8.00–16.00 Uhr
Telefon: 08 00/1 01 50 23 (gebührenfrei)

E-Mail:
beratungsteam@hollister.com

Internet:
www.hollister.de



© 2015 Hollister Incorporated. Hollister und Logo sowie Adapt sind
Warenzeichen von Hollister Incorporated. „Hollister Stomaversorgung.
Auf die Details kommt es an.“ ist ein Dienstleistungszeichen
von Hollister Incorporated. L09094/08.15
Titelbild: © Cmon - Fotolia.com



Adapt®

Pflaster-Entferner-Serie



Adapt

Hautfreundliche Produkte, um Ihre individuellen Bedürfnisse zu erfüllen.

Sie wissen besser als jeder andere, wie wichtig eine gesunde parastomale Haut ist und wie schwierig es ist, diese gesund zu halten. Die Adapt Pflaster-Entferner-Produkte von Hollister sind besonders hautfreundlich und für die Verwendung auf parastomaler Haut abgestimmt. Damit entfernen Sie sanft und rückstandslos Haftmaterialien beim Versorgungswechsel.

- Pflaster-Entfernertuch
- Pflaster-Entfernerspray

Überzeugen Sie sich selbst!

Anwendung

1. Hautschutzfläche oder Haftmaterial vorsichtig vom Rand aus abziehen während Adapt Pflaster-Entfernertuch aufgetragen wird.
2. Hautschutzfläche oder Haftmaterial vollständig von der Haut entfernen.
3. Eventuelle Rückstände mit dem Adapt Pflaster-Entfernertuch abwischen.
4. Haut gründlich abwischen und abtrocknen.

Hollister Stomaversorgung.

Auf die Details kommt es an.

1954 haben wir unseren ersten Stomabeutel auf den Markt gebracht und uns dazu verpflichtet, hochwertige Lösungen für das Stomamanagement anzubieten.

Es ist unsere Überzeugung, Menschen mit einem Stoma zu helfen, damit sie ihr Leben mit Zuversicht und Qualität leben können, so wie sie es verdienen.