



Andreas, CeraPlus™ Produkt Anwender



Das CeraPlus™ Sortiment bietet innovativen Schutz für die Haut rund um Ihr Stoma

Helfen Sie uns, noch besser zu werden! Unser Dankeschön für Sie: ein **Fitnessband.**



CeraPlus™ Produkte schützen Sie, wo es am wichtigsten ist


Für eine umfassende Stomaversorgung ist der passende Hautschutz essenziell. Denn: Die Haut ist eng mit dem Wohlbefinden verbunden. Unsere Haut übernimmt unzählige Aufgaben. Sie kommuniziert, ist am Stoffwechsel beteiligt, wehrt Eindringlinge von außen ab, ist Sinnesorgan und reguliert Temperatur und Feuchtigkeit.

Um so wichtiger, dass wir sie gut schützen. Besonders rund um ein Stoma kann die Haut häufig starken Strapazen ausgesetzt sein.

Was sind Ceramide und welche Funktionen haben sie in der Haut?

- Ceramide sind ein natürlicher Bestandteil unserer Haut – sie bestehen aus wachsartigen Lipidmolekülen, sprich Fetten.
- Wasser perlt an Fett ab – genau deshalb sind Ceramide ein guter Schutz gegen Feuchtigkeitsverlust.
- Ceramide verbinden die Zellen der äußeren Hautschicht und halten so eine wasserfeste Schutzbarriere intakt.


Ceramide – kleine Helfer in der äußeren Hautschicht



Feuchtigkeitsverlust macht die Haut angreifbar – schützen Sie sie davor


Intakte Hautbarriere

Hohe Konzentration an Ceramiden




Gestörte Hautbarriere

Geringe Konzentration an Ceramiden



Ceramide schützen gegen Feuchtigkeitsverlust und machen die Haut widerstandsfähiger.



Die Folgen einer gestörten Hautbarriere

Verliert die Haut zu viel Feuchtigkeit, wird sie trocken und spröde. Trockene Haut führt häufig zu unangenehm lästigem Juckreiz. Spröde Haut ist anfälliger für Verletzungen und Umwelteinflüsse, Bakterien und andere Reizstoffe können leichter eindringen.

Das CeraPlus™ Portfolio ist die ideale Lösung, um die Haut vom ersten Tag an zu schützen



Das CeraPlus™ Sortiment steht für Hautgesundheit, verbesserte Passform und Sicherheit

In der Stomaversorgung ist die Passform der Basisplatte ein wichtiges Thema. Sitzt sie nicht richtig, können Ausscheidungen in Kontakt mit der Haut kommen und so zu Hautreizungen und Irritationen rund um das Stoma führen. Hollister bietet eine Stomaversorgung, die sicher und komfortabel sitzt und vor Unterwanderungen schützt.

Die CeraPlus™ Produkte sind die ideale Wahl für alle Körperperformen. Wählen Sie aus diesen Produkten:

- **Plane Hautschutzplatten:**
Eignen sich ideal für glatte und ebene Haut rund um das Stoma und für Stomata, die über Hautniveau liegen.
- **Soft konvexe Hautschutzplatten:**
Bieten sich an für Stomata auf Hautniveau, leicht zurückgezogene Stomata und für Stomaumgebungen mit Unregelmäßigkeiten wie z. B. Narben und Falten.
- **Konvexe Hautschutzplatten:**
Passend für Stomata auf Hautniveau und zurückgezogene Stomata, die mehr Druck benötigen, sowie bei einer Umgebung mit z. B. tiefen Falten.



Manchmal kann es nötig sein, zusätzliche Hilfsmittel wie **plane** oder **konvexe Hautschutzringe** einzusetzen, die passend modelliert oder zugeschnitten werden können.

Außerdem bieten wir folgende Optionen an:

- Stomaversorgungen als ein- oder zweiteiliges System
- Hautschutzplatten mit durchgehendem Hautschutz oder mit Haftrand





Das CeraPlus™ Portfolio bietet eine große Auswahl von Möglichkeiten, um die Sicherheit und Hautgesundheit vom ersten Tag an zu unterstützen

Wenn die Passform stimmt, bietet das CeraPlus™ System Schutz vor Unterwanderungen. Gut so, denn Kontakt mit Ausscheidungen irritieren und schädigen die Haut. Die CeraPlus™ Stomaprodukte reduzieren das Risiko von stomaumgebenden Hautkomplikationen und Feuchtigkeitsverlust.* Die **einzigartige Kombination** aus **Hautschutzmixture** und **flexibler Passform** bietet eine geeignete Unterstützung für eine gesunde Haut.

*Hollister Daten in den Akten, CL-00710, März 2022

Die CeraPlus™ Produkte schützen die Haut von Anfang an

- mit der richtigen Passform für jede Körperform
- mit der innovativen Hautschutzformel mit wertvollen Ceramiden

Wenn Sie nicht sicher sind, welche Stomaversorgung zu Ihnen passt: **Wir finden für Sie das passende Produkt: 0800 1015023 (gebührenfrei).**



In unserem **Aufklärungsfilm** werden Ihnen die Vorteile des CeraPlus™ Sortimentes anschaulich vermittelt:
www.hollister.de/CeraPlus-Video



Unsere **Mediathek** hält jede Menge Videos, Ratgeber und Versorgungstipps für Sie bereit:
www.hollister.de/stomapflege-mediathek



Das **Hollister Learning Center** liefert Ihnen viele interessante Themen, die Sie früher oder später sicher beschäftigen:
www.hollister.de/stomapflege-fuer-betroffene



HautGESUNDheit
Wissenwertes über den CeraPlus™ Hautschutz. Für gesunde Haut um das Stoma:
link.hollister.com/hautgesundheit

Hollister Incorporated

Niederlassung Deutschland
Riesstraße 25
80992 München

Beratung:

Mo.–Do.: 8.00–17.00 Uhr,
Fr.: 8.00–16.00 Uhr
Telefon: 0800 1015023 (gebührenfrei)
E-Mail: beratungsteam@hollister.com

www.hollister.de

Lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanleitung mit Informationen zu Verwendungszweck, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und Anleitungen.

Die vorliegenden Meinungen beziehen sich auf die abgebildeten Testimonials. Diese Meinungen sind repräsentativ für deren Erfahrungen, aber einzigartig und individuell für jede/n AnwenderIn. Dieses Testimonial erhielt von Dansac eine entsprechende Vergütung.

Das Hollister Logo, CeraPlus™ und „Gesunde Haut. Gute Aussichten.“ sind Markenzeichen von Hollister Incorporated. Alle anderen Warenzeichen und Copyrights sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.



© 2022 Hollister Incorporated.
*Remois ist eine Technologie der Alcare Co., Ltd.

Bitte hier abtrennen!

L09650/11.22



Stomaversorgung
Gesunde Haut. Gute Aussichten.

Die CeraPlus™ Produktfamilie – alles auf einen Blick

Für alle Körper und zahlreiche Stomata die passende Versorgung.

Wenn Sie Fragen haben oder unsicher sind, welches System am besten zu Ihnen passt, rufen Sie uns an: 0800 1015023 (gebührenfrei).

Wir helfen Ihnen gerne, die richtige Stomaversorgung für Sie zu finden.

Zweiteilig

- Plane Hautschutzplatten*
- Soft konvexe Hautschutzplatten*
- Konvexe Hautschutzplatten*

*Kombinierbar mit den Kolostomie-, Ileostomie-, Urostomie- oder High Output Beuteln von Hollister, Hinweis: die Beutel kommen in gesonderter Verpackung


Einteilig

- Kolostomiebeutel plan, soft konvex und konvex
- Ileostomiebeutel plan, soft konvex und konvex
- Urostomie-Mehrkammerbeutel plan, soft konvex und konvex



Zubehör

- Plane Hautschutzringe
- Konvexe Hautschutzringe





Ihre Gesundheit ist uns wichtig. Helfen Sie uns, noch besser zu werden!

Vertrauen ist die Basis bei der Auswahl einer Stoma-versorgung. Danke, dass Sie uns vertrauen. Teilen Sie Ihre CeraPlus™ Erfahrungen mit uns, damit wir unsere Produkte noch besser an Ihre Bedürfnisse anpassen können – mit beiliegendem Fragebogen unterstützen Sie uns bei der Produktentwicklung.

Unser **Dankeschön** für Sie

Bewegung ist gesund. Mit unseren flexiblen CeraPlus™ Hautschutzplatten steht auch Ihrem Sportprogramm nichts mehr im Wege. Und das Fitnessband macht alles mit.

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung mit einem **Fitnessband.**

