



## Die sichere Lösung

Für Männer, die an Inkontinenz leiden, bieten die InView Kondom-Urinale Sicherheit, Komfort und Flexibilität.




### **InView**

Selbsthaftende Kondom-Urinale aus Silikon

## Messschablone zur Bestimmung der Kondom-Urinal-Größe

# InView

Selbsthaftende Kondom-Urinal-Größe



	Größe	Schaftlänge	Bestell-Nr.	Farb-codierung	Pharma-Zentral-Nr. D	Pharma-Zentral-Nr. CH	Packungs-inhalt
<b>InView Standard</b>  D HMV: 15.25.04.7010 CH MiGel: 15.16.03.00.1	25 mm	81 mm	97225	●	2185179	2465565	30
	29 mm	81 mm	97229	●	2185185	2465571	30
	32 mm	81 mm	97232	●	2185222	2465588	30
	36 mm	81 mm	97236	●	2185191	2465594	30
	41 mm	81 mm	97241	●	2185239	2465602	30
<b>InView Extra</b>  D HMV: 15.25.04.7009 CH MiGel: 15.16.03.00.1	25 mm	81 mm	97325	●	2185245	2465619	30
	29 mm	81 mm	97329	●	2185251	2465625	30
	32 mm	81 mm	97332	●	2185305	2465631	30
	36 mm	81 mm	97336	●	2185311	2465648	30
	41 mm	81 mm	97341	●	2185328	2465654	30
<b>InView Special</b>  D HMV: 15.25.04.7011 CH MiGel: 15.16.03.00.1	25 mm	42 mm	97125	●	2185110	2465507	30
	29 mm	42 mm	97129	●	2185127	2465513	30
	32 mm	42 mm	97132	●	2185133	2465536	30
	36 mm	42 mm	97136	●	2185156	2465542	30
	41 mm	42 mm	97141	●	2185162	2465559	30

Tragezeit: 24 Stunden; Empfehlung des MDS/MDK vom 31.01.2007.

## Haupteigenschaften

### Drei unterschiedliche Ausführungen

- InView Standard – einfach in der Anwendung, sicher und komfortabel.
- InView Extra – die extra-breite Klebefläche sorgt für besondere Haftfähigkeit und einen sicheren Sitz. Besonders geeignet für sehr aktive Menschen.
- InView Special – sein kurzer Kondomkörper und die bereits an der Kondom-Urinal-Spitze beginnende Klebefläche sichern den Sitz für Anwender mit verkürztem oder retrahiertem Penis. Für alle, die mit Standard Kondom-Urinalen nicht zurechtkommen.

### Latexfreies Silikon-Material

- flexibles Material für angenehmen Tragekomfort
- für Pflegekräfte und Anwender mit bekannter Latexüberempfindlichkeit
- atmungsaktives Silikon bietet verbesserten Tragekomfort als Kondom-Urinal-Größe aus anderen Materialien

### Hautfreundliche, selbsthaftende Schaftfläche

- hält sicher auf der Haut
- einfach in der Anwendung für sichere Haftung

### Transparentes Material

- bietet eine diskrete Lösung für den Anwender
- erlaubt die regelmäßige Betrachtung der Haut ohne Entfernung des Kondom-Urinal-Größe

Für mobile Männer mit einer Kondom-Urinal-Versorgung bietet Hollister ein äußerst komfortables und leicht zu handhabendes Beutel- und Befestigungssortiment an.

### Deutschland

**Hollister Incorporated**  
Niederlassung Deutschland  
Riesstraße 25  
D-80992 München

#### Beratung:

Telefon: 0800 1015023 (gebührenfrei)

#### Bestellung:

Telefon: 089 992886122  
Telefax: 0800 4655432 (gebührenfrei)  
Mo.–Do.: 8.00–17.00 Uhr, Fr.: 8.00–16.00 Uhr

E-Mail: [beratungsteam@hollister.com](mailto:beratungsteam@hollister.com)  
[www.hollister.de](http://www.hollister.de)

### Österreich

**Hollister GmbH**  
Bergmillergasse 5/1/1  
A-1140 Wien

#### Beratung:

Telefon: 01 87708000

#### Bestellung:

Telefon: 01 87708000  
Telefax: 01 877080022  
Mo.–Do.: 8.00–16.00 Uhr, Fr.: 8.00–14.00 Uhr

E-Mail: [hollister.oesterreich@hollister.com](mailto:hollister.oesterreich@hollister.com)  
[www.hollister.at](http://www.hollister.at)

### Schweiz

**Hollister**  
Bernstrasse 388  
CH-8953 Dietikon

#### Beratung:

Telefon: 0800 553839 (gebührenfrei)

#### Bestellung:

Telefon: 044 7304505  
Telefax: 044 7305444  
Mo.–Do.: 8.00–12.00 Uhr, 13.30–17.00 Uhr  
Fr.: 8.00–12.00 Uhr, 13.30–16.00 Uhr

E-Mail: [info@hollister.ch](mailto:info@hollister.ch)  
[www.hollister.ch](http://www.hollister.ch)

CE Lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanleitung mit Informationen zu Verwendungszweck, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und Anleitungen.

© 2020 Hollister Incorporated. Hollister und Logo Logo sowie InView sind Warenzeichen von Hollister Incorporated.  
L11330/02.20



Hollister®