



Moderma Flex

Einteilige Stomaversorgung

Hochflexibel und diskret

Moderma Flex Urostomiebeutel plus Haftrand

Moderma Flex bietet alle Vorteile einer modernen einteiligen Versorgung mit **größtmöglichem Tragekomfort** und **optimaler Bewegungsfreiheit**. Die Hautschuttmixtur **Flextend** und der integrierte atmungsaktive Haftrand gewährleisten **höchsten Schutz vor Unterwanderungen und Sicherheit** dort, wo sie gebraucht wird.

Moderma Flex Urostomiebeutel mit durchgehendem SoftFlex Hautschutz

Der **SoftFlex Hautschutz** schont die Haut und gewährleistet ausgezeichneten Tragekomfort.

Die einzigartige **Luftpolstertechnologie** entlastet die Haut schon während des Tragens.

Die integrierte **Rücklaufsperr**e verhindert zuverlässig den Rückfluss des Urins.

Moderma Flex Urostomiebeutel plus flexiblem Haftrand und Flextend Hautschutz


Der **Flextend Hautschutz** ist besonders erosionsresistent und höchst formstabil über die gesamte Tragezeit.

Der **atmungsaktive und flexible Haftrand** sitzt perfekt auf der Haut und bietet zusätzliche Sicherheit.

Das **naturweiche hautfarbene Vlies** macht das Tragen angenehm und diskret.

Die **geräuscharme Beutelfolie** bleibt unter der Kleidung unauffällig.

Der **Ablasshahn** ist durch sein drehbares Ventil einfach zu bedienen.



Der **goldene Tropfen** am Ventil zeigt sichtbar, wenn der Ablasshahn offen ist.



Mit dem beiliegenden **Adapter** kann eine großvolumige Tages- und Nachtversorgung angeschlossen werden.





Hollister Stomaversorgung.
Auf die Details kommt es an.

 **Hollister**

Sortimentsübersicht

Moderma Flex Urostomiebeutel		Stoma Ø mm	Farbe Vorderseite	Bestell- Nr.	Pharma- Zentral-Nr.	Inhalt/ Packung
 <ul style="list-style-type: none"> • Flexibler SoftFlex Luftpolster-Hautschutz • Stille Folie • Beidseitiges oder körperseitiges naturweiches Vlies • Rücklaufsperr • Ablaufventil • Abflussadapter • Volumen: 300 ml <p>HMV: 29.26.03.2021 (ausschneidbar) HMV: 29.26.03.2022 (vorgefertigt)</p>	15–55	hautfarben	29100	2041061	20	
	20		29120	2041090	20	
	25		29125	2041109	20	
	30		29130	2041115	20	
	35		29135	2041196	20	
	15–55	transparent	29500	2041227	20	

Moderma Flex Urostomiebeutel plus Hafrand		Stoma Ø mm	Farbe Vorderseite	Bestell- Nr.	Pharma- Zentral-Nr.	Inhalt/ Packung
 <ul style="list-style-type: none"> • Extra resistenter Flexlend Hautschutz • Flexibler, atmungsaktiver Hafrand • Stille Folie • Beidseitiges oder körperseitiges naturweiches Vlies • Rücklaufsperr • Ablaufventil • Abflussadapter • Volumen: 300 ml <p>HMV: 29.26.03.2034</p>	15–64	hautfarben	29000	1347467	10	
	20		29020	1347473	10	
	25		29025	1347504	10	
	30		29030	1347527	10	
	35		29035	1348596	10	
	40		29040	1352221	10	
	15–64	transparent	29400	1361852	10	
	20	29420	1383888	10		
	25	29425	1389141	10		
	30	29430	1389158	10		
	35	29435	1405443	10		
40	29440	1405472	10			

Moderma Flex Urostomiebeutel konvex		Stoma Ø mm	Farbe Vorderseite	Bestell- Nr.	Pharma- Zentral-Nr.	Inhalt/ Packung
 <ul style="list-style-type: none"> • Konvexer SoftFlex Hautschutz • Integrierte Gürtelhalterung • Stille Folie • Beidseitiges oder körperseitiges naturweiches Vlies • Rücklaufsperr • Ablaufventil • Abflussadapter • Volumen: 300 ml <p>HMV: 29.26.03.3006</p>	15–25	hautfarben	29200	4194952	10	
	15–38		29201	4194969	10	
	20		29220	4194975	10	
	25		29225	4194981	10	
	30		29230	4194998	10	
	35		29235	4195006	10	
	15–25	transparent	29300	4195012	10	
	15–38	29301	4195029	10		
	20	29320	4195035	10		
	25	29325	4195041	10		
	30	29330	4195058	10		
	35	29335	4195064	10		

Moderma Flex Urostomiebeutel plus Hafrand konvex		Stoma Ø mm	Farbe Vorderseite	Bestell- Nr.	Pharma- Zentral-Nr.	Inhalt/ Packung
 <ul style="list-style-type: none"> • Konvexer, extra resistenter Flexlend Hautschutz • Flexibler, atmungsaktiver Hafrand • Integrierte Gürtelhalterung • Stille Folie • Beidseitiges oder körperseitiges naturweiches Vlies • Rücklaufsperr • Ablaufventil • Abflussadapter • Volumen: 300 ml <p>HMV: 29.26.03.3015</p>	15–25	hautfarben	29600	1407011	10	
	15–38		29601	1408097	10	
	20		29620	1413709	10	
	25		29625	1413715	10	
	30		29630	1413721	10	
	35		29635	1421092	10	
	40	29640	1421146	10		
	15–25	transparent	29700	1421152	10	
	15–38	29701	1432486	10		
	20	29720	1448079	10		
	25	29725	1448725	10		
	30	29730	1457285	10		
	35	29735	1458853	10		
	40	29740	1466344	10		

Deutschland

Hollister Incorporated
Niederlassung Deutschland
Riesstraße 25
D-80992 München

Beratung für Betroffene:
Telefon: 0 800/4 65 54 78 – gebührenfrei

Beratung für Fachpersonal:
Telefon: 0 800/1 01 50 23 – gebührenfrei

Bestellung:
Telefon: 0 89/99 28 86-122
Telefax: 0 800/4 65 54 32 – gebührenfrei
Mo.–Do.: 8.00–17.00 Uhr, Fr.: 8.00–14.00 Uhr

E-Mail: hollister.deutschland@hollister.com

www.hollister.de

Österreich

Hollister GmbH
Heinrich-Collin-Straße 1
A-1140 Wien

Beratung:
Telefon: 0 800/80 81 88 – gebührenfrei

Bestellung:
Telefon: 01/8 77 08 00-0
Telefax: 01/8 77 08 00-22
Mo.–Do.: 8.00–16.00 Uhr, Fr.: 8.00–14.00 Uhr

E-Mail: hollister.oesterreich@hollister.com

www.hollister.at

Schweiz

Hollister
Bernstrasse 388
CH-8953 Dietikon

Beratung:
Telefon: 0 800/55 38 39 – gebührenfrei

Bestellung:
Telefon: 044/730 45-05
Telefax: 044/730 54-44
Mo.–Fr.: 8.00–12.00 Uhr, 13.00–16.00 Uhr

E-Mail: info@hollister.ch

www.hollister.ch