



Pouchkins

Ein- und zweiteilige Stomaversorgung für Kinder

Unsere Zwerge – die richtige Lösung von Anfang an

Pouchkins – unsere Zwerge

Kinder brauchen unsere besondere Aufmerksamkeit. In gleichem Maße wie Kinder verschiedene Alters- und Entwicklungsstufen durchlaufen, entwickeln sich auch ihre Ansprüche an eine Stomaversorgung. Die Linie der Pouchkins Produkte bietet ein Komplettsortiment aus ein- und zweiteiligen Stomaprodukten für die Kinderversorgung. Mit dem **besonders sensitiven Hautschutz** ohne Vorstanzung, **kindgerechten Größen** und einer modernen Ausstattung bieten die Pouchkins zu jeder Zeit die passende Lösung für die Stomaversorgung eines Kindes.

Sanfter Hautschutz



- Alle Pouchkins Produkte sind mit einer flachen, sehr sanften und flexiblen SoftFlex Hautschutzplatte ausgestattet
- Der durchgehende Hautschutz ohne Vorstanzung ermöglicht ein individuelles Zuschneiden

Klebekopplung für die Kleinsten



- Klebeverbindung zwischen Hautschutzplatte und Beutel macht das System besonders flexibel
- Verringert den Druck auf die Bauchdecke

Untergreifbarer Rastring



- Vereinfacht das Anbringen des Beutels ohne Druck auf die Bauchdecke
- Zentrumverschluss verhindert ein ungewolltes Ablösen des Beutels

Individuell kombinierbar



- Die Basisplatte der zweiteiligen Versorgung besitzt einen untergreifbaren Rastring und Zentrumverschluss
- Basisplatte ist kombinierbar mit Conform 2, Mini-Kolostomie- oder Ausstreifbeutel oder Conform 2 Urostomiebeutel

Integrierter Lock 'n Roll Verschluss



- Über 1.000 kleine Verschlussnoppen greifen beim Verschließen des Ausstreifbeutels spürbar ineinander
- Transparente Verschlusslasche sorgt für zusätzliche Sicherheit
- Ergonomisch geformter und verstärkter Auslass für größtmöglichen Tragekomfort und noch einfacheres Öffnen, Entleeren, Reinigen und Verschließen
- Auch bei Nässe sicher verschließbar

Hollister Stomaversorgung.
Auf die Details kommt es an.



Sortimentsübersicht

Pouchkins Stomabeutel für Frühgeborene		Volumen	Stoma in mm/ Farbe	RR Ø in mm/ Farbcode	Bestell- Nr.	Pharma- Zentral-Nr.	Inhalt/ Packung
	Stomabeutel Rundausschneidbare Hautschutzplatte mit durchgehendem Hautschutz ohne Vorstanzung, Klebeverbindung zwischen Hautschutzplatte und geschlossenem Beutel HMV: 29.26.11.6104	50 ml	0–15 transparent	–	3777	0733760	15
Pouchkins Drainagebeutel für Neugeborene		Volumen	Stoma in mm/ Farbe	RR Ø in mm/ Farbcode	Bestell- Nr.	Pharma- Zentral-Nr.	Inhalt/ Packung
	Drainagebeutel Oval ausschneidbare Hautschutzplatte mit durchgehendem Hautschutz ohne Vorstanzung, Klebeverbindung zwischen Hautschutzplatte und Drainagebeutel, integrierter Auslass HMV: 29.26.11.6105	190 ml	0–22/35 transparent	–	3778	0733814	15
Pouchkins Ausstreifbeutel für Säuglinge und Kleinkinder		Volumen	Stoma in mm/ Farbe	RR Ø in mm/ Farbcode	Bestell- Nr.	Pharma- Zentral-Nr.	Inhalt/ Packung
	Ausstreifbeutel mit quadratischem, durchgehendem und ausschneidbarem Hautschutz ohne Vorstanzung, integriertem Lock 'n Roll Verschluss, körperseitigem Vlies HMV: 29.26.04.1054	230 ml	0–38 transparent	–	3796	0733777	10
Pouchkins Urostomiebeutel für Säuglinge und Kleinkinder		Volumen	Stoma in mm/ Farbe	RR Ø in mm/ Farbcode	Bestell- Nr.	Pharma- Zentral-Nr.	Inhalt/ Packung
	Urostomiebeutel mit quadratischem, durchgehendem und ausschneidbarem Hautschutz ohne Vorstanzung, integriertem Ablass, körperseitigem Vlies HMV: 29.26.04.1055	230 ml	0–38 transparent	–	3797	0733837	10
Pouchkins Basisplatte für Kinder		Volumen	Stoma in mm/ Farbe	RR Ø in mm/ Farbcode	Bestell- Nr.	Pharma- Zentral-Nr.	Inhalt/ Packung
	Basisplatte Quadratisch, ausschneidbar mit durchgehendem Hautschutz ohne Vorstanzung, untergreifbarem Rastring, abwaschbarer Oberfläche HMV: 29.26.05.0119	–	0–32	45	3761	0756614	5
Pouchkins Ausstreifbeutel für Kinder, zweiteilig		Volumen	Stoma in mm/ Farbe	RR Ø in mm/ Farbcode	Bestell- Nr.	Pharma- Zentral-Nr.	Inhalt/ Packung
	Ausstreifbeutel mit integriertem Lock 'n Roll Verschluss, körperseitigem Vlies HMV: 29.26.04.1056	230 ml	transparent	45	3799	0745177	10
Pouchkins Ausstreifbeutel für Kinder, einteilig		Volumen	Stoma in mm/ Farbe	RR Ø in mm/ Farbcode	Bestell- Nr.	Pharma- Zentral-Nr.	Inhalt/ Packung
	Ausstreifbeutel mit durchgehendem, ausschneidbarem Luftpolsterhautschutz ohne Vorstanzung, integriertem Lock 'n Roll Verschluss, transparenter Folie, körperseitigem Vlies HMV: 29.26.04.1053	280 ml	0–55 transparent	–	3795	0756620	10

* Den Boxen liegen Sticker mit lustigen Figuren bei. An diesen Stickern ist Platz, um die Zeit bzw. das Datum des letzten Beutelwechsels zu vermerken.

Haben wir Ihr Interesse geweckt, und Sie möchten mehr über unsere Produkte erfahren?

Wir freuen uns von Ihnen zu hören, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, und selbst dann, wenn Sie einfach nur mal neugierig sein möchten. Sie erreichen uns telefonisch unter der kostenfreien Beratungsnummer zur Kinderversorgung 0 800/5 60 07 59 (Mo.–Do.: 8.00–17.00 Uhr, Fr.: 8.00–14.00 Uhr) oder per E-Mail unter der Adresse hollister.deutschland@hollister.com. Unser kompetentes Beratungsteam ist gerne für Sie da!

Deutschland

Hollister Incorporated
Niederlassung Deutschland
Riesstraße 25
D-80992 München
Beratung zur Kinderversorgung:
Telefon: 0 800/5 60 07 59 – gebührenfrei
Beratung für Betroffene:
Telefon: 0 800/4 65 54 78 – gebührenfrei
Beratung für Fachpersonal:
Telefon: 0 800/1 01 50 23 – gebührenfrei
Bestellung:
Telefon: 0 89/99 28 86-122
Telefax: 0 800/4 65 54 32 – gebührenfrei
Mo.–Do.: 8.00–17.00 Uhr, Fr.: 8.00–14.00 Uhr
E-Mail: hollister.deutschland@hollister.com
www.hollister.de

Österreich

Hollister GmbH
Heinrich Collin-Strasse 1
A-1140 Wien
Beratung:
Telefon: 0 800/80 81 88 – gebührenfrei
Telefax: 01/8 77 08 00-22
Bestellung:
Telefon: 01/8 77 08 00-0
Telefax: 01/8 77 08 00-22
Mo.–Do.: 8.00–16.00 Uhr, Fr.: 8.00–14.00 Uhr
E-Mail: hollister.oesterreich@hollister.com

Schweiz

Hollister
Bernstrasse 388
CH-8953 Dietikon
Beratung:
Telefon: 0 800/55 38 39 – gebührenfrei
Bestellung:
Telefon: 044/730 45-05
Telefax: 044/730 54-44
Mo.–Fr.: 8.00–12.00 Uhr, 13.00–16.00 Uhr
E-Mail: info@hollister.ch

© 2010 Hollister Incorporated. Hollister und Logo sowie Pouchkins, Conform 2, Lock 'n Roll und SoftFlex sind Warenzeichen von Hollister Incorporated. „Hollister Kinderversorgung. Auf die Details kommt es an.“ ist ein Dienstleistungszeichen von Hollister Incorporated.
L08090/11.10

